Gebrauchsanweisung TrueClot® Simulationsblutkonzentrat

1. Füllen Sie eine 1-Liter-Flasche mit Wasser, bis sie zur Hälfte bis 2/3 voll ist. Stellen Sie sie zur Seite. Beste Ergebnisse und Haltbarkeit erzielen Sie mit Destilliertem Wasser. Warmes Wasser (37-49°C) beschleunigt den Mischprozess (siehe Schritt 6).

2. Kneten Sie das Paket mit dem Konzentrat sanft durch, bis eine durchgängig tiefrote Farbe entsteht und das Konzentrat weich wird.

3. Schrauben Sie die Verschlusskappe am Ausgießer ab.

4. Geben Sie 1/3 des Konzentrats in die teilweise gefüllte Flasche. Setzen Sie die Kappe auf und schütteln Sie die Flasche kräftig, bis sich das Konzentrat gleichmäßig verteilt hat. Wiederholen Sie diesen Vorgang noch zwei Mal, bis das gesamte Konzentrat hinzugefügt ist. Entfernen Sie überschüssiges Konzentrat, indem sie das verschlossene Ende des Pakets durchstechen und das Konzentrat in Richtung Öffnung streichen.

5. Füllen Sie den Rest der Flasche mit Wasser auf, bis der Flüssigkeitsstand etwa 2,5cm unterhalb der Oberkante liegt.

6. Wenn Sie warmes Wasser verwendet haben, lassen Sie die vermischte Lösung 30 Minuten lang unberührt stehen, bei kaltem Wasser 2 Stunden lang. Um die Zubereitung zu beschleunigen, kann man auch zusätzlich energisch mischen oder laufend rühren.

7. Schütteln Sie erneut energisch die Flasche und stellen Sie sicher, dass an Flaschenseite oder -boden kein Konzentrat mehr klebt, das nicht aufgelöst wurde. Bei Rückständen von nicht aufgelöstem Konzentrat lassen Sie die Lösung weitere 30 Minuten lang unberührt stehen und schütteln Sie sie erneut. Wenn sich alle Bestandteile vollständig aufgelöst haben, ist das Produkt einsatzbereit.

Verwässern Sie das Hergestellt Produkt nicht und verdünnen Sie es nicht übermäßig, da dadurch die Gerinnung negativ beeinträchtigt wird. Das hergestellte Simulationsblut kann durch Schläuche gepumpt oder auf simulierte Wunden oder Übungspuppen gegossen werden. TrueClot® Simulationsblutkonzentrat wurde nicht an allen modernen Trauma-Puppen getestet und kann bei nicht sachgemäßem Einsatz in einigen Systemen irreparable Schäden anrichten.

Wasch- und Sicherheitshinweise: Bei Flecken auf der Haut diese gründlich mit Seife und Wasser abwaschen. Bei kleinen Flecken auf Stoff oder Bekleidung mit Wasser abspülen oder einweichen und wie gewohnt waschen. Bei größeren Flecken oder solchen, die getrocknet sind, spülen Sie die Stelle sorgfältig ab und schrubben Sie sie sanft mit Waschmittel und Wasser ab, um so viele Rückstände wie möglich zu entfernen. Weichen Sie das Kleidungsstück in einer Mischung aus Wasser und Waschmittel 1-3 Stunden lang ein, dann waschen Sie es wie gewohnt. Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Oberflächen sofort nach dem Einsatz reinigen. Flecken, die mehrere Stunden eingetrocknet sind, können unter Umständen nicht so einfach entfernt werden. **Nicht alle arten von Stoffen und Materialien wurden getestet**. TrueClot® Simulationsblut kann gewisse Arten von Stoff, Material und Oberflächen verfärben. Luna ist nicht verantwortlich für etwaig auftretende Verfärbungen oder Schäden.
TrueClot® Simulationsblutkonzentrat, Simulationsgaze und Gerinnungslösung sind sicher und ungefährlich und können im Restmüll entsorgt werden.

Nehmen Sie das TrueClot® Simulationsblutkonzentrat nicht ein und nehmen Sie es auch nicht in den Mund. Sollte dies doch passieren, spülen Sie den Mund gründlich mit Wasser. Vermeiden Sie Augenkontakt. Bei Augenkontakt die Augen großzügig mit Wasser spülen. Bei andauernder Reizung einen Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen unter trueclot.com

WERO GmbH & Co. KG · D-65232 Taunusstein · Phone 0 61 28 / 97 57 0 · Fax 0 61 28 / 97 57 50 · info@wero.de · www.wero.de